


Wb、Elisa用 抗E2A/Tcf3 ウサギモノクローナル抗体 - P15923

商品番号: CM0005971



前書き

ヒトE2A/TCF3に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。転写制御、B細胞分化、がんに関する研究に適しています。ヒトおよびマウスと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2A/TCF3 ウサギ mAb
備考/別名	TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; 転写因子3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6929
免疫原	ヒトE2A/TCF3 (NP_003191.1) のアミノ酸379-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P15923
タンパク質分子量	67kDa/68kDa
発送	保冷バッグ