


Wb、If/Icc、Elisa用抗E2F1ポリクローナル抗体 - Q01094

商品番号: CM0020482



前書き

細胞周期とアポトーシスを制御する転写因子E2F1を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腫瘍学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2F1 ウサギ pAb
別名	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1869
GeneID	1869
免疫原	ヒトE2F1 (NP_005216.1) のアミノ酸200-301番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01094
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋