


WbおよびElisa用 抗E2F2ウサギモノクローナル抗体 - Q14209

商品番号: CM0005707



前書き

転写因子E2F2に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルでのウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。細胞周期およびがん研究に最適。氷上で発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2F2 ウサギ mAb
備考/別名	E2F-2; E2F2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1870
GeneID	1870
免疫原	組換えタンパク質 ヒトE2F2 (Q14209) のアミノ酸303-395に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14209
タンパク質分子量	48kDa
発送	氷袋