

Wb・Elisa用 抗E2F4 ウサギモノクローナル抗体 - Q16254

商品番号: CM0003559



前書き

ヒトおよびマウスモデルでのWB、ELISAに最適化された抗E2F4ウサギモノクローナル抗体です。細胞周期制御と転写制御機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2F4 ウサギmAb
別名	E2F-4; E2F4
対象種	ヒト
遺伝子ID	1874
免疫原	ヒトE2F4（Q16254）のアミノ酸250～350領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16254
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤