


WbおよびElisa用抗E2F8ポリクローナル抗体 - A0Avk6

商品番号: CM0015090



前書き

ヒトE2F8に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA用途に適しています。マウスと交差反応します。細胞周期、転写制御、血管新生に関する研究で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2F8ウサギpAb
備考／別名	E2F-8 ; E2F8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79733
GeneID	79733
免疫原	ヒトE2F8 (NP_078956.2) の788～867アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	A0AVK6
タンパク質分子量	94kDa
輸送	保冷バッグ