


抗Eaat1/Slc1A3モノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P43003

商品番号: CM0005614



前書き

ヒトEAAT1/SLC1A3に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットのEAAT1を認識します。グルタミン酸輸送および興奮性神経伝達に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EAAT1/SLC1A3 ウサギmAb
備考・別名	EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6507
GeneID	6507
免疫原	ヒトEAAT1/SLC1A3（P43003）のアミノ酸150-250番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P43003
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋