


Anti-Eaat2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43004

商品番号: CM0009974



前書き

ヒトEAAT2 (SLC1A2)

を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体（W B、IF-P、IHC-P、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応しません。シナプス機能および神経学の研究におけるグルタミン酸トランスポーターの研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	EAAT2 Rabbit mAb
備考/別名	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
種	ヒト
遺伝子ID	6506
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43004
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ