


抗Eaf1ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q96Jc9

商品番号: CM0022219



前書き

ヒトEAF1（ELL関連因子1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。EAF1はELL/ELL2伸長活性の転写トランスアクチベーターであり、核スペckルおよびカハール体に局在します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EAF1 ウサギpAb
備考/別名	EAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85403
GeneID	85403
免疫原	ヒトEAF1の50-120アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_149074.3)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96JC9
タンパク質重量	29kDa
配送	アイスパック