

抗Ears2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q5Jph6

商品番号: CM0018308

前書き

ヒトEARS2（ミトコンドリアグルタミン酸tRNA合成酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性を有します。ミトコンドリア翻訳およびアミノアシルtRNA合成酵素の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EARS2 ウサギpAb
備考/別名	MSE1; gluRS; COXPD12; mtGlnRS; EARS2
種	ヒト
遺伝子ID	124454
免疫原	ヒトEARS2のアミノ酸42-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001295140.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q5JPH6
タンパク質重量	59kDa
配送方法	アイスバッグ