


Wb、Elisa用 Anti-Eb3/Mapre3 ポリクローナル抗体 - Q9Upy8

商品番号: CM0029570



前書き

ヒトEB3/MAPRE3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。微小管ダイナミクス、紡錘体機能、および細胞分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EB3/MAPRE3 Rabbit pAb
備考/別名	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22924
GeneID	22924
免疫原	ヒトEB3/MAPRE3 (NP_036458.2) のアミノ酸1-281に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9UPY8
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋