


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Eb3/Mapre3 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Upy8

商品番号: CM0003528



前書き

ヒトEB3/MAPRE3（微小管関連タンパク質RP/EBファミリーメンバー3）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。細胞骨格および細胞分裂研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EB3/MAPRE3 ウサギ mAb
備考/別名	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22924
GeneID	22924
免疫原	合成ペプチド ヒトEB3/MAPRE3 (Q9UPY8) のアミノ酸182-281に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPY8
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ