

抗Ebi3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14213

商品番号: CM0002141



前書き

ヒトEBI3（IL-27サブユニットβ）に対するウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。標的は免疫調節に参与する分泌性サイトカインです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EBI3 ウサギmAb
別名	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10148
GeneID	10148
免疫原	ヒトEBI3（Q14213）のアミノ酸130-229番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14213
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤