


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ebna1Bp2ウサギポリクローナル抗体 - Q99848

商品番号: CM0030434



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗EBNA1BP2ウサギポリクローナル抗体（P40、EBP2、NOBP）を提供しています。この抗体は、リボソーム生合成に関与する核小体タンパク質である推定rRNAプロセッシングタンパク質EBP2を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EBNA1BP2 ウサギ pAb
備考／別名	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	10969
GeneID	10969
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEBNA1BP2 (NP_006815.2) のアミノ酸1-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99848
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤