

WbおよびElisa用Anti-Ebpポリクローナル抗体 - Q15125

商品番号: CM0016211



前書き

ヒトEBP（3-beta-hydroxysteroid-Delta(8),Delta(7)-isomerase）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。コレステロール代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	EBP Rabbit pAb
備考/別名	CPX; CHO2; CPXD; MEND; CDPX2; EBP
種	ヒト
遺伝子ID	10682
免疫原	合成ペプチド：ヒトEBP（NP_006570.1）のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q15125
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ