

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ebp1/PA2G4ポリクローナル抗体 - Q9Uq80

商品番号: CM0028339



前書き

EBP1/PA2G4に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ERBB3シグナル伝達、細胞増殖、rRNAプロセッシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EBP1/PA2G4 ウサギ pAb
備考・別名	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
種	ヒト
遺伝子ID	5036
免疫原	ヒトEBP1/PA2G4 (NP_006182.2) のアミノ酸1-394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQ80
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋