

WbおよびElisa用Anti-Ecdウサギポリクローナル抗体 - O95905

商品番号: CM0022236

前書き

WBおよびELISA用のECD（ecdysoneless homolog）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。p53の安定性、転写、細胞周期の進行に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ECDウサギpAb
備考／別名	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	11319
免疫原	ヒトECD（NP_009196.1）のアミノ酸435～644に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95905
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ