


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ech1ウサギモノクローナル抗体 (Kd検証済) - Q13011

商品番号: CM0011404



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のKD検証済みウサギモノクローナル抗ECH1抗体 (HPXEL)。ヒト、マウス、ラットと反応。ミトコンドリア性デルタ(3,5)-デルタ(2,4)-ジエノイルCoAイソメラーゼ (SWISS Q13011) を標的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KD検証済] ECH1 ウサギ mAb
備考/別名	HPXEL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1891
GeneID	1891
免疫原	ヒトECH1 (NP_001389.2) のアミノ酸50-322に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13011
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ