

WbおよびElisa用抗Echdc2ウサギポリクローナル抗体 - Q86Yb7

商品番号: CM0016343

前書き

ECHDC2ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティング（WB）およびELISA用に検証済みです。ヒトECHDC2を認識し、マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア脂肪酸および脂質代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ECHDC2ウサギpAb
備考/別名	ECHDC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55268
GeneID	55268
免疫原	組換えタンパク質[ヒトECHDC2（NP_001185890.1）のアミノ酸1-292に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q86YB7
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ