


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Eci1ポリクローナル抗体 - P42126

商品番号: CM0015165



前書き

ウサギポリクローナル抗体、ECI1（エノイル-CoAデルタイソメラーゼ1、ミトコンドリア）を標的。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトとマウスに交差反応性を示す。33 kDa。脂肪酸代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ECI1 ウサギ pAb
備考/別名	DCI; ECI1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1632
GeneID	1632
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42126
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ