

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ecm1 ポリクローナル抗体 - Q16610

商品番号: CM0022996

前書き

ヒトECM1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応し、骨形成および血管新生に関与する61kDaの分泌型糖タンパク質を標的とします。細胞外マトリックスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ECM1 Rabbit pAb
備考/別名	URBWD; ECM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1893
GeneID	1893
免疫原	ヒトECM1 (NP_004416.2) のアミノ酸280-405に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16610
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋