

Anti-Ecsit Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq95

商品番号: CM0028982



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証された、ECSIT (SITPEC) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ECSITは、自然免疫、NF- κ Bシグナル伝達、およびミトコンドリア複合体Iのアセンブリにおける重要なアダプターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ECSIT Rabbit pAb
備考/別名	SITPEC; ECSIT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51295
遺伝子ID	51295
免疫原	ヒトECSIT (NP_001135936.1) のアミノ酸50-296に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQ95
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋