


Wb、Elisa用Anti-Edarウサギポリクローナル抗体 - Q9Une0

商品番号: CM0028085



前書き

ヒトEDAR（エクトディスプラシンA受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。EDARはNF- κ BおよびJNKシグナル伝達を媒介し、外胚葉形成異常症に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDAR Rabbit pAb
備考/別名	DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10913
GeneID	10913
免疫原	ヒトEDAR (NP_071731.1) のアミノ酸27-187に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNE0
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ