

WbおよびElisa用Anti-Edaraddウサギポリクローナル抗体 - Q8Wwz3

商品番号: CM0015681

前書き

EDARADD Rabbit

pAbは、WBおよびELISAに適したウサギポリクローナル抗体で、ヒトEDARADDタンパク質を検出します。このアダプタータンパク質は、外胚葉性器官の形態形成およびNF-κBシグナル伝達において重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDARADD Rabbit pAb
備考/別名	CR, ED3, EDA3, ECTD11A, ECTD11B, EDARADD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	128178
遺伝子ID	128178
免疫原	ヒトEDARADD (NP_665860.2) のアミノ酸1-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WWZ3
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ