

Anti-Edaradd ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Wwz3

商品番号: CM0022684

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のラビットポリクローナルEDARADD抗体。ヒトで検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。外胚葉形成不全およびNF-κBシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDARADD Rabbit pAb
備考/エイリアス	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	128178
免疫原	ヒトEDARADD (NP_665860.2) のアミノ酸1-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8WWZ3
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスパック