

Wb用抗Edc3ウサギポリクローナル抗体 - Q96F86

商品番号: CM0013059



前書き

EDC3ウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのEDC3（56kDa）を検出します。組換え免疫原（アミノ酸159-508）が特異性を確保しています。mRNA脱キャッピング、Pボディ、精子形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDC3 Rabbit pAb
備考/別名	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80153
遺伝子ID	80153
免疫原	ヒトEDC3（NP_079359.2）のアミノ酸159-508に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96F86
タンパク質分子量	56kDa
発送	氷袋