

Wb、Elisa用抗Edc4ウサギポリクローナル抗体 - Q6P2E9

商品番号: CM0018380

前書き

ヒトEDC4（mRNA脱キャッピング促進タンパク質4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスとの交差反応性を有します。mRNA分解研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDC4 Rabbit pAb
別名	GE1; Ge-1; RCD8; HEDL5; HEDLS; RCD-8; EDC4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23644
GeneID	23644
免疫原	ヒトEDC4（NP_055144.3）のアミノ酸800～1100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6P2E9
タンパク質分子量	152kDa
輸送	保冷バッグ