

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Edem2 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Bv94

商品番号: CM0022970

前書き

ERAD経路構成因子であるヒトEDEM2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。小胞体関連分解と糖タンパク質品質管理の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDEM2 ウサギ pAb
備考/別名	C20orf31; C20orf49; bA4204.1; EDEM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55741
GeneID	55741
免疫原	ヒトEDEM2 (NP_060687.2) のアミノ酸399-578に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BV94
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ