


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Edf1ウサギポリクローナル抗体 - O60869

商品番号: CM0019948



前書き

ヒトEDF1を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。内皮分化および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] EDF1ウサギpAb
備考／別名	MBF1; EDF-1; CFAP280; F1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8721
GeneID	8721
免疫原	ヒトEDF1（NP_003783.1）のアミノ酸1～148に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60869
タンパク質分子量	16 kDa
配送	保冷バッグ