


WbおよびElisa用 Anti-Ednrb ポリクローナル抗体 - P24530

商品番号: CM0027117



前書き

ヒトEDNRBを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。エンドセリン受容体シグナル伝達、血管研究、発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDNRB ウサギ pAb
備考/別名	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
種	ヒト
GeneID	1910
免疫原	ヒトEDNRB (NP_001116131.1)のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24530
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ