


Anti-Eea1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15075

商品番号: CM0011510



前書き

ヒトEEA1に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。約162 kDaの初期エンドソームマーカーは、エンドソーム輸送の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EEA1 Rabbit mAb
備考/別名	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
種	ヒト
遺伝子ID	8411
免疫原	ヒトEEA1 (Q15075) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15075
タンパク質分子量	162kDa
配送	氷袋