


Anti-Eea1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q15075

商品番号: CM0016168



前書き

ヒトEEA1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。エンド
ソーム輸送研究におけるウェスタンブロット、免疫組
織化学、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EEA1 Rabbit pAb
備考/別名	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8411
遺伝子ID	8411
免疫原	ヒトEEA1 (NP_003557.2) のアミノ酸1182-1411に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15075
タンパク質分子量	162kDa
配送	氷袋