

抗Eedウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O75530

商品番号: CM0014414



前書き

ヒトEEDタンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチン制御やがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EED ウサギpAb
備考/別名	HEED; COGIS; WAIT1; EED
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8726
免疫原	ヒトEED (NP_003788.2) のアミノ酸1~100番領域の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75530
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤