


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Eef1A1 ポリクローナル抗体 - P68104

商品番号: CM0018645



前書き

eEF1A1 ウサギ

pAbは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。このポリクローナル抗体は、翻訳伸長因子 eEF1A1 (P68104) を標的とし、タンパク質合成および宿主-ウイルス相互作用に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eEF1A1 ウサギ pAb
備考/別名	CCS3; EF1A; PTH1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1915
GeneID	1915
免疫原	組換えタンパク質：ヒト eEF1A1 (NP_001393.1) のアミノ酸 123-462 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68104
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ