


抗Eef1A1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P68104

商品番号: CM0020998



前書き

ヒトeEF1A1（伸長因子1- α 1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAへの使用に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。翻訳伸長やタンパク質合成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	eEF1A1 ウサギ pAb
備考／別名	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alphan1; eEF1A1
種	ヒト
遺伝子ID	1915
免疫原	ヒトeEF1A1（NP_001393.1）のアミノ酸301～400番領域内の配列に相当する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68104
タンパク質分子量	50kDa
発送	氷囊