

WbおよびElisa用Anti-Eef1A2ポリクローナル抗体 - Q05639

商品番号: CM0019289



前書き

ヒトEEF1A2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質翻訳伸長およびEEF1A2関連の神経学的・筋疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EEF1A2 Rabbit pAb
備考/別名	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1917
GeneID	1917
免疫原	ヒトEEF1A2 (NP_001949.1) のアミノ酸184-463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q05639
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスパック