


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Eef1D ウサギポリクローナル抗体 - P29692

商品番号: CM0018764



前書き

伸長因子1-

デルタ（EEF1D）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。タンパク質合成、転写調節、熱ショック応答の研究に関連。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	EEF1D ウサギ pAb
備考/別名	EF1D; EF-1D; FP1047; EEF1D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1936
GeneID	1936
免疫原	ヒト EEF1D (NP_001123529.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29692
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ