


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Eef1E1 ポリクローナル抗体 - O43324

商品番号: CM0013093



前書き

ヒトEEF1E1

(AIMP3/p18)に対する高特異性ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット標的を検出。DNA損傷応答およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EEF1E1 ウサギ pAb
備考/別名	P18; AIMP3; EEF1E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9521
GeneID	9521
免疫原	ヒトEEF1E1 (NP_004271.1)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43324
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ