


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Eef1Gモノクローナル抗体 - P26641

商品番号: CM0006053



前書き

ヒト伸長因子1-

ガンマ（eEF1G）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質合成およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eEF1G Rabbit mAb
備考/別名	EF1G; GIG35; eEF1G
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1937
遺伝子ID	1937
免疫原	ヒトeEF1G（P26641）のアミノ酸1-123に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26641
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋