


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Eef1Gポリクローナル抗体 - P26641

商品番号: CM0030935



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用、eEF1G (EF1G, GIG35)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。タンパク質生合成および伸長因子複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eEF1G Rabbit pAb
備考/別名	EF1G; GIG35; eEF1G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1937
GeneID	1937
免疫原	組換えタンパク質 (配列: ヒトeEF1Gのアミノ酸168-437, NP_001395.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26641
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ