


Anti-Eef2 (Ef-2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P13639

商品番号: CM0015772



前書き

ヒトeEF2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒトと反応します。約95kDaのタンパク質を検出します。翻訳伸長研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eEF2 Rabbit pAb
備考/別名	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1938
遺伝子ID	1938
免疫原	ヒトeEF2 (NP_001952.1) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13639
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋