


WbおよびElisa用 抗Eef2 ウサギポリクローナル抗体 - P13639

商品番号: CM0022353



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用、ヒト伸長因子2（eEF2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトeEF2に反応；免疫原は組換えタンパク質（aa 1-290）。翻訳伸長の研究やSCA26の研究に最適です。予測分子量は95 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eEF2 Rabbit pAb
備考/別名	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1938
遺伝子ID	1938
免疫原	ヒトeEF2 (NP_001952.1) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13639
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋