

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Eef2K ポリクローナル抗体 - O00418

商品番号: CM0025344



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの抗EEF2Kウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスEEF2Kを認識；82kDa。翻訳制御およびキナーゼシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] EEF2K ウサギ pAb
備考/別名	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; 2K
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29904
GeneID	29904
免疫原	ヒトEEF2K (NP_037434.1) のアミノ酸406-725に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00418
タンパク質分子量	82kDa
輸送	氷袋