

抗Efcab3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N7B9

商品番号: CM0014682

前書き

組換えヒトEFCAB3を免疫原として作製されたEFCAB3ウサギポリクローナル抗体（pAb）です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。カルシウム結合ドメインの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFCAB3 ウサギpAb
別名	EFCAB3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	146779
GeneID	146779
免疫原	ヒトEFCAB3（NP_775774.1）のアミノ酸249～438番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8N7B9
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	氷袋