

Anti-Efhc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Jvl4

商品番号: CM0029073



前書き

Anti-EFHC1 Rabbit Polyclonal

Antibodyは、ウェスタンブロットおよびELISAにより、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のEFHC1を検出します。絨毛、神経細胞移動、およびてんかんの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFHC1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	EJM1, POC9, RIB72, dJ304B14.2, EFHC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114327
GeneID	114327
免疫原	ヒト EFHC1 (NP_060570.2) のアミノ酸391-640に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5JVL4
タンパク質分子量	74kDa
配送	氷袋