

Wb、Elisa用抗Efhd2ポリクローナル抗体 - Q96C19

商品番号: CM0015380



前書き

EFHD2 (スウィプロシン-

1) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに対応しています。ヒトおよびマウスの試料と反応し、B細胞アポトーシスやNF- κ B制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFHD2 ウサギ pAb
別名	SWS1; EFHD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79180
免疫原	ヒトEFHD2 (NP_077305.2) のアミノ酸1〜78番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96C19
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	アイスバッグ