

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Efna1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P20827

商品番号: CM0026014



前書き

ヒトEFNA1（エフリン-A1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスEFNA1との交差反応性あり。血管新生、腫瘍生物学、Eph受容体シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFNA1 Rabbit pAb
備考／別名	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; EFNA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1942
GeneID	1942
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEFNA1 (NP_004419.2) のアミノ酸19-182に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20827
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ