

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Efna3 ウサギポリクローナル抗体 - P52797

商品番号: CM0028518

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウス交差反応性を有する抗EFNA3ウサギポリクローナル抗体。神経および血管発生に重要なGPIアンカー型Eph受容体リガンドであるヒトエフリンA3を標的とします。体外診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFNA3 ウサギ pAb
備考/別名	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1944
GeneID	1944
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEFNA3 (NP_004943.1) のアミノ酸23-214に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P52797
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ