


Anti-Efnb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P98172

商品番号: CM0014096



前書き

ヒトEFNB1（Ephrin-B1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。神経、血管、上皮の発生の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFNB1 Rabbit pAb
備考/別名	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; Elk-L; LERK2; EFNBI
種	ヒト
遺伝子ID	1947
免疫原	ヒトEFNB1（NP_004420.1）のアミノ酸259-346に相当する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P98172
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ