

WbおよびElisa用 抗Efsウサギポリクローナル抗体 - O43281

商品番号: CM0024666

前書き

EFS（Embryonal Fyn-associated substrate, CASS3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性を有します。細胞接着シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFS ウサギpAb
備考/別名	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10278
GeneID	10278
免疫原	ヒトEFSのアミノ酸60-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_115835.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43281
タンパク質重量	59kDa
配送	アイスバッグ