

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Eftud2ポリクローナル抗体 - Q15029

商品番号: CM0029626



前書き

ヒトEFTUD2 (U5-116 kDa, SNU114) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応し、スプライソソームおよびmRNAプロセシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EFTUD2 Rabbit pAb
備考/別名	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9343
免疫原	ヒトEFTUD2 (NP_004238.3) のアミノ酸1-205に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15029
タンパク質分子量	109kDa
配送	アイスパック